

دستورالعمل آماده سازی نمونه برای جداسازی سلول

روش آماده سازی سلول برای جداسازی:

- سلول های چسبنده (Adherent Cells):

- ۱- ابتدا محیط رویی را خارج نموده
- ۲- سلول ها را یکبار با PBS^- شست و شو دهید تا اثر سرم حذف شود.
- ۳- سلول ها را با یکی از روشهای رایج (تریپسینه کردن، اضافه کردن PBS^- ، به صورت مکانیکی) از ته ظرف کشت جدا کنید.
- ۴- آنها را با دور rpm ۱۵۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید و محلول رویی را خارج نمایید

- سلول های شناور (Suspend Cells):

- سلول ها را به همراه محیط کشت با دور rpm ۱۵۰۰ به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید و محلول رویی را خارج نمایید
- بافت (Tissue):

- سلول ها را با Digest کردن (با کمک کلاژنازها یا به صورت مکانیکی یا هر دو روش) بصورت Single cell درآورید
- نکته: بهتر است مراحل رنگ آمیزی را در Staining Buffer with DNase انجام دهید

Staining Buffer with DNase

PBS with 1% human serum albumin

100 unit /ml DNase I

1mM Mgcl2

نحوه ی رنگ آمیزی و آماده سازی نمونه ها برای جداسازی سلول:

- ۱- مراحل رنگ آمیزی سلول ها و آماده سازی نمونه های کنترل، همانند آماده سازی نمونه برای تکنیک فلوسایتومتری می باشد(به پروتکل های مربوط در آزمایشگاه مراجعه فرمایید)
- ۲- بعد از زمان انکوباسیون، سلول ها را با PBS^- شست و شو دهید و به ازای هر یک میلیون سلول، نیم میلی لیتر محلول Sorting Buffer به آن اضافه کنید.

۳- سوسپانسیون سلولی را از فیلتر (Pre-separation Filter) عبور دهید

نکته ۱: اگر میخواهید بعد از جداسازی، سلول ها را کشت دهید، مراحل رنگ آمیزی و آماده سازی باید زیر هود و در شرایط استریل انجام شود

Sorting Buffer

1× PBS (Phosphate Buffer Saline (Ca / Mg free))

1mM EDTA

25 mM HEPES pH: 7.0

0.5% BSA

نکته ۲: در تمامی مراحل سلول ها را روی یخ نگهداری کنید تا احتمال Clamp شدن سلول ها کمتر شده و زنده مانی آنها حفظ شود

نکته ۳: حتما سلول بدون آنتی بادی (unstain control) را به عنوان نمونه ی کنترل به همراه داشته باشید

نکته ۵: Sorting Buffer را در شرایط استریل تهیه نمایید و از فیلتر $0.2\ \mu\text{m}$ عبور دهید. این محیط را میتوانید به مدت یک ماه در دمای یخچال نگهداری کنید

نکته ۶: حتما سلول ها را قبل از رنگ آمیزی شمارش کرده و زنده مانی آن را بررسی نمایید، سلول ها برای جداسازی باید بیش از ۹۰ درصد زنده مانی داشته باشد

نکته ۷: در صورتی کار با سلول های لنفوسیتی، EDTA را حذف نمایید.

نکته ۸: بهتر است برای سلول های چسبنده و غیر حساس درصد EDTA را تا $5\ \mu\text{m}$ افزایش دهید

جمع آوری سلولهای در حین جداسازی

به تعداد جمعیت های مورد نظر برای جداسازی (حداکثر ۴ جمعیت) لوله های جمع آوری (۱۵ میلی لیتر، 12×75 میلی متری، ۱،۵ میلی لیتر) مورد نیاز است که میزان محیط کشت در لوله جمع آوری سلول به میزان سلول اولیه و بیان مارکر مورد بررسی بستگی دارد